

いつも読売新聞をご愛読いただきありがとうございます

読売センター

YC **ご愛読者様限定販売**

ご注文は
電話・FAXでOK!



新機種登場!!

指先の血中酸素チェックで健康管理!


オキシテックはパルスオキシメーターのように健康管理目的で
血液中の酸素飽和度の管理もできるウェルネス機器です。

測定時間は
約8秒!

ワンタッチ操作で簡単計測

ワンタッチ操作で血中酸素飽和度と
脈拍数を測定します。

指を機器の中に入れて
LEDの光を血管に当て
その透過光を測定します



血中酸素飽和度とは...

血中酸素飽和度とは血液中の酸素の量の事でSpO₂と呼ばれています。値は%で表し、
血液中の酸素の濃度が満タんだと100%、標準値で96~99%と言われています。

役立つ4機能

血中酸素飽和度

脈拍数機能

カウンター機能

ストップウォッチ機能

製品仕様: •表示画面: LCD ディスプレイ •測定方法: 2波長分光測定法 •測定範囲: 酸素飽和度
70~99%、脈拍数30~240bpm •測定精度: 酸素飽和度70~99%±2% •脈拍数: ±2%または
±2拍分 •電源: 単4型アルカリ乾電池×2本 •本体: サイズ(約) W58×D37×H35(mm) •本体重量:
29g(バッテリー含まず) •使用温湿度: 5~40℃ / 15~80%RH •保存温湿度: -10~40℃
/ 10~80%RH •原産国: 中国 (単4電池2本別売)

限定 30 個

OXITECH
オキシテック

1 個 3,800 円 (税込)

血中酸素ウェルネス機能は、一般的な健康維持のみを目的としたものであり、医療目的で使用したり、判断したりするためのものではありません。質問や健康上の問題がある場合は、
医療の専門家に必ず相談してください。 ※本製品はスポーツ用品・ウェルネス機器であり、医療機器ではありません。

ご注文締切り

月 日()

※ご注文は、お電話またはFAXで! ※商品がなくなり次第終了となります。
※締切り後10日前後で代金引換にてお届けにあがります。

ご注文・お問い合わせ



TEL.

FAX.

オキシテック ご注文書

フリガナ

お名前

ご住所

※アパート・マンション名、部屋番号などもご記入ください。



注文数

オキシテック

個

《個人情報について》

ご提供いただいたお客様のお名前、電話番号及びご住所は、読売センター(YC)が利用し、お客様からのご連絡
やお問い合わせの対応、販促キャンペーンのご案内等の送付、配達業務の遂行、各種サービス・イベントのお知らせ、
ご購入のお勧め、ご購入延長、新聞以外の取扱商品のご案内、宅配業務などに利用させていただく場合があります。
お客様の個人情報はYCが責任をもって管理します。